

**BECCHISLINE**  
b e a u t y c o m p a n y

# BODY THERM INFRARED

Fasce localizzate,  
aumento del metabolismo



[www.becchisline.com](http://www.becchisline.com)

### Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 230V AC 50Hz

Dimensioni dell'apparecchio: 36x34x20cm

peso: 6Kg circa

Peso accessori: 3K circa

Numero massimo fasce utilizzabili:8

Durata massima singolo trattamento: 30 minuti

Temperatura, range di utilizzo: 38° - 52° (consigliato 43°C)

Temperatura preriscaldamento: 33° o 38°C

Temperatura ambientale di esercizio: 10°-40°C

Livello di umidità d'esercizio: 20%-80%

Accessori in dotazione kit base: 4 fasce

Assorbimento apparecchio massimo: 1000 Watt a 220 Volt

Consumo massimo singola fascia termica: 125 Watt a 29 Volt

Infrarossi - lunghezza d'onda: 660nm - 805nm

N°4 fusibili di sicurezza da 20 ampère

su scheda di controllo

N°2 fusibili di sicurezza da 10 ampère

su alimentazione di rete

Protezione termica su singola fascia 70°C

Tempo del preriscaldamento delle fasce

automatico gestito da microprocessore

N°8 canali d'uscita da 29 Volt 125 Watt

Esposizione elettromagnetica: 1%-3% del

limite campo elettrico raccomandato

## RISULTATI OTTENUTI

### DIMAGRANTE

aumento del metabolismo con  
perdita di peso

### DISINTOSSICANTE

attraverso la perdita di liquidi  
disintossica l'organismo  
dalle tossine

### DRENANTE

notevole funzione drenante

### SNELLENTI

perdita di cm localizzata



Via Sommariva 31/1  
10022 Carmagnola (TO)

Tel. 011.97.10.730  
info@becchisline.com

[www.becchisline.com](http://www.becchisline.com)